

Kit de nettoyage et de recyclage du mercure

C'est un kit qui permet de recycler le mercure tant qu'il n'est pas complètement oxydé (ce processus est très lent si on fait attention durant la manipulation du mercure qu'il ne soit en contact avec l'air). Les seules possibilités pour traiter le mercure oxydé sont par nettoyage chimique avec des acides ou distillation sous vide ; opérations qui ne peuvent pas être effectuées par le kit de nettoyage. Il est conseillé de contacter des sociétés spécialisées pour recycler le mercure oxydé.

Le kit permet les opérations suivantes :

- Séparation du mercure des échantillons solides par filtration et décantation
- Elimination d'échantillons contaminés dans un container scellé
- Nettoyage du mercure des huiles diélectriques

Le kit contient aussi une pipette spécifique pour récupérer les gouttes de mercure

Pour commander ref : 19006047



Outils d'ouverture de dilatomètre CD3 (ref 31108008)

Outil permettant de séparer le capillaire du réservoir du dilatomètre

Outils d'ouverture de dilatomètre CD6 (31108006)

Outil permettant de séparer le capillaire du réservoir du dilatomètre