

Kit de Calibration (ref : 19006070)

Billes de calibration pour le Pycnomatic ATC :
3 billes en acier calibrées de volume approximatif 16 cm³, 22 cm³ et 36 cm³ pour calibrer les volumes standards du pycnomètre.

Kit de dégazage (ref : 19006080)

Pompe et connexions pour dégazer rapidement les cellules de mesures.



Kit pour chambre petit volume (ref : 19006065)

Bille calibrée de volume approximatif 3 cm³ et réducteur de volume pour mesurer des échantillons d'environ 4 cm³

Kit pour chambre grand volume (ref : 19006075)

Réducteur de volume pour mesurer des échantillons jusqu'à 120 cm³